



danuButton® Gastrostomie-Button



Sicherheit trifft Komfort:

- Deutscher Hersteller ✓
- Kurze Lieferkette ✓
- 88 Größen ✓
- Zubehör im Set ✓

- Hoher Tragekomfort ✓
- Langlebig ✓
- Sicherer Halt ✓
- Apfelform ✓
- Einfache Reinigung ✓

Frei von Latex, PVC, DEHP und BPA

danuButton® Gastrostomie-Button


Der danuButton® ist eine Niedrigprofilsonde aus hochwertigem medizinischem Silikon.

- Klein, flach und dezent für mehr Mobilität und Lebensqualität
- Viele Größen und Längen für die individuelle und perfekte Passung
- Weiches, flexibles Silikon für angenehmen Tragekomfort
- Mehr Sicherheit durch hochwertige Materialien, frei von Schadstoffen
- Apfelförmiger, langlebiger Rückhalteballon für sichere Fixierung, gute Dichtigkeit und lange Liegedauer




Geliefert wird der danuButton® in drei verschiedenen Sets:

Das **danuButton® Premium Set** und das **danuButton® Compact Set** enthalten ein umfangreiches ENFit®-Zubehör für den bequemen und einfachen Austausch des Gastrostomie-Buttons. Das **danuButton® Compact XS** ist ein Set mit reduziertem Zubehör.



Empfohlenes Ballon-Füllvolumen	
Schaftgröße in Fr	Ballonvolumen in ml
12	3.0
14	4.0
16	5.0
18	5.0
20	8.0
24	8.0



Das danumed® Verlängerungs-Set


Das Verlängerungs-Set stellt das Verbindungsstück zwischen dem danuButton® und in der Regel einer enteralen Spritze zur Verabreichung von Sondennahrung, Flüssigkeiten oder Medikamenten dar.

Die im danuButton® Premium Set enthaltenen Verlängerungs-Sets sind aus knickstabilem, biokompatiblen Polyurethan gefertigt. Zudem sind sie mit ENFit®-Anschlüssen gemäß DIN EN ISO 80369-3 und dem innovativen Drehring von danumed, dem ENSwivel®, ausgestattet.



Das danuButton® Premium Set enthält:

- 1 danuButton® Gastrostomie-Button
- 2 danumed® Verlängerungs-Set für Gastrostomie-Button, 30 cm, Bolus-ENFit®, ENSwivel®, gerader Button-Konnektor
- 3 danumed® Verlängerungs-Set für Gastrostomie-Button, 30 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®, winkliger Button-Konnektor
- 4 danumed® Einführhilfe
- 5 danumed® Ballon-Spritze 10 ml
- 6 danumed® Enterale Einwegspritze, 60 ml, ENFit®
- 7 optiLube Gleitgel
- 8 4 Kompressen



danuButton® Premium Set Bestelldaten:

Schaftgröße 12 French		
Länge in cm	Best.-Nr.	PZN
0.8	DA 1041 1208	16883214
1.0	DA 1041 1210	16883220
1.2	DA 1041 1212	16883237
1.5	DA 1041 1215	16883243
1.7	DA 1041 1217	16883266
2.0	DA 1041 1220	16883272
2.3	DA 1041 1223	16883289
2.5	DA 1041 1225	16883295
2.7	DA 1041 1227	16883303
3.0	DA 1041 1230	16883326
3.5	DA 1041 1235	16883332
4.0	DA 1041 1240	16883349
4.5	DA 1041 1245	16883355
5.0	DA 1041 1250	16883361

Schaftgröße 14 French		
Länge in cm	Best.-Nr.	PZN
0.8	DA 1041 1408	16883378
1.0	DA 1041 1410	16883384
1.2	DA 1041 1412	16883409
1.5	DA 1041 1415	16883415
1.7	DA 1041 1417	16883421
2.0	DA 1041 1420	16883438
2.3	DA 1041 1423	16883450
2.5	DA 1041 1425	16883467
2.7	DA 1041 1427	16883473
3.0	DA 1041 1430	16883496
3.5	DA 1041 1435	16883504
4.0	DA 1041 1440	16883510
4.5	DA 1041 1445	16883527
5.0	DA 1041 1450	16883533
5.5	DA 1041 1455	19076951
6.0	DA 1041 1460	19076968
6.5	DA 1041 1465	19076974

Schaftgröße 16 French		
Länge in cm	Best.-Nr.	PZN
0.8	DA 1041 1608	16883556
1.0	DA 1041 1610	16883562
1.2	DA 1041 1612	16883579
1.5	DA 1041 1615	16883585
1.7	DA 1041 1617	16883591
2.0	DA 1041 1620	16883616
2.3	DA 1041 1623	16883622
2.5	DA 1041 1625	16883639
2.7	DA 1041 1627	16883645
3.0	DA 1041 1630	16883651
3.5	DA 1041 1635	16883668
4.0	DA 1041 1640	16883674
4.5	DA 1041 1645	16883705
5.0	DA 1041 1650	16883711

Schaftgröße 18 French		
Länge in cm	Best.-Nr.	PZN
0.8	DA 1041 1808	16883728
1.0	DA 1041 1810	16883740
1.2	DA 1041 1812	16883757
1.5	DA 1041 1815	16883763
1.7	DA 1041 1817	16883786
2.0	DA 1041 1820	16883792
2.3	DA 1041 1823	16883800
2.5	DA 1041 1825	16883817
2.7	DA 1041 1827	16883823
3.0	DA 1041 1830	16883846
3.5	DA 1041 1835	16883852
4.0	DA 1041 1840	16883869
4.5	DA 1041 1845	16883875
5.0	DA 1041 1850	16883881
6.0	DA 1041 1860	19077005

Schaftgröße 20 French		
Länge in cm	Best.-Nr.	PZN
0.8	DA 1041 2008	16883898
1.0	DA 1041 2010	16883906
1.2	DA 1041 2012	16883912
1.5	DA 1041 2015	16883929
1.7	DA 1041 2017	16883935
2.0	DA 1041 2020	16883941
2.3	DA 1041 2023	16883958
2.5	DA 1041 2025	16883964
2.7	DA 1041 2027	16883993
3.0	DA 1041 2030	16884001
3.5	DA 1041 2035	16884018
4.0	DA 1041 2040	16884024
4.5	DA 1041 2045	16884030
5.0	DA 1041 2050	16884047

Schaftgröße 24 French		
Länge in cm	Best.-Nr.	PZN
0.8	DA 1041 2408	16884053
1.0	DA 1041 2410	16884082
1.2	DA 1041 2412	16884099
1.5	DA 1041 2415	16884107
1.7	DA 1041 2417	16884136
2.0	DA 1041 2420	16884142
2.3	DA 1041 2423	16884159
2.5	DA 1041 2425	16884165
2.7	DA 1041 2427	16884171
3.0	DA 1041 2430	16884188
3.5	DA 1041 2435	16884194
4.0	DA 1041 2440	16884202
4.5	DA 1041 2445	16884219
5.0	DA 1041 2450	16884225



danumed Medizintechnik GmbH

Individuelle Lösungen sind bei uns der Standard.

Wir sind ein familiengeführtes, innovatives, deutsches Medizintechnik-Unternehmen mit hohem Qualitätsanspruch, langjähriger Expertise in der enteralen Ernährung und ausgeprägter Kundenorientierung.

Auch individuelle Kundenwünsche werden flexibel und zuverlässig erfüllt.
Persönlich, kompetent, partnerschaftlich.

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Germany
Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81

info@danumed.com • www.danumed.com