



danumed® Enterale Einwegspritzen

danumed® Enterale Einwegspritzen mit weiblichem ENFit®-Anschluss gemäß DIN EN ISO 80369-3

Zur Verabreichung von Nahrung, Medikamenten und Flüssigkeiten, zur Dekompression und Spülung

Umfangreiches Größenangebot für die sichere Anwendung bei Neonaten, Kindern und Erwachsenen



KOMFORT

Komfortable Handhabung für den Anwender

- **Transparenter Spritzenzylinder** zur Sichtung des Inhalts
- **Präzise** ablesbare und wischfeste Skalierung
- **Sicherer Halt** durch geriffelte Griffplatte
- **Leichtläufige**, gleichmäßige Kolbenbewegung
- **Spürbarer Sicherheitsstopp**, um unbeabsichtigtes Herausziehen des Kolbens aus dem Spritzenzylinder zu vermeiden

danumed® Verschlusskappe

One size fits all: Universelle Verschlusskappe für alle Größen und Ausführungen der danumed® Enteralen Spritzen.



danumed® Aufziehhalm

Aufziehhilfe mit abgerundeter Spitze zur sicheren und sauberen Entnahme von Nahrung, Medikamenten und Flüssigkeiten.



Mit ENFIT®-Konnektor.

In verschiedenen Größen und Längen verfügbar.

SICHERHEIT

Hervorragende Sicherheit für den Patienten

- **ENFit®-Konnektor** zur Vermeidung von Fehlkonnektionen
- **„Low-Dose“-Ansatz** bei 1 ml-, 3 ml- und 5 ml-Spritzen
- Hochwertiges biokompatibles Material **frei von Latex, PVC, DEHP und BPA**
- **Validierte Graduierung** für hohe Messgenauigkeit



danumed® Enterale Einwegspritzen sind einzeln steril verpackt und in den gängigen Größen 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 60 ml und 100 ml verfügbar. Weitere Größen sind auf Anfrage erhältlich.

Sichere Produkte gemäß den Normen:

DIN EN ISO 80369-3, DIN EN ISO 7886-1, DIN EN ISO 20695

danumed® Enterale Einwegspritzen

REF	Produktbezeichnung	Größe	Stück/ VE	Latex- frei	PVC- frei	DEHP- frei	Bisphenol- A-frei
DA 1021 0110	danumed® Enterale Spritze, Einweg, mit zentrischer Spitze, Low-Dose Tip und ENFit®	1 ml	100	●	●	●	●
DA 1021 0310	danumed® Enterale Spritze, Einweg, mit zentrischer Spitze, Low-Dose Tip und ENFit®	3 ml	100	●	●	●	●
DA 1021 0510	danumed® Enterale Spritze, Einweg, mit zentrischer Spitze, Low-Dose Tip und ENFit®	5 ml	100	●	●	●	●
DA 1021 0500	danumed® Enterale Spritze, Einweg, mit zentrischer Spitze und ENFit®	5 ml	100	●	●	●	●
DA 1021 1000	danumed® Enterale Spritze, Einweg, mit zentrischer Spitze und ENFit®	10 ml	100	●	●	●	●
DA 1021 2000	danumed® Enterale Spritze, Einweg, mit zentrischer Spitze und ENFit®	20 ml	100	●	●	●	●
DA 1021 6001	danumed® Enterale Spritze, Einweg, mit exzentrischer Spitze und ENFit®	60 ml	100	●	●	●	●
DA 1021 9900	danumed® Enterale Spritze, Einweg, mit zentrischer Spitze und ENFit®	100 ml	25	●	●	●	●

Alle Produkte sind zum Einmalgebrauch und einzeln steril verpackt. Weitere Größen sind auf Anfrage erhältlich.

danumed® Verschlusskappen und Aufziehhälme

REF	Produktbezeichnung	Größe/ Länge	Stück/ VE	Latex- frei	PVC- frei	DEHP- frei	Bisphenol- A-frei
DA 1021 0055	danumed® Verschlusskappen für enterale Einwegspritzen, ENFit®	Einheitsgröße	100	●	●	●	●
DA 1021 1210	danumed® Enteraler Aufziehhalm für Milch, ENFit®	12 Fr/ 100 mm	30	●	●	●	●
DA 1021 1215	danumed® Enteraler Aufziehhalm für Milch, ENFit®	12 Fr/ 150 mm	30	●	●	●	●
DA 1021 1604	danumed® Enteraler Aufziehhalm für Milch, ENFit®	16 Fr/ 40 mm	30	●	●	●	●
DA 1021 1615	danumed® Enteraler Aufziehhalm für Milch, ENFit®	16 Fr/ 150 mm	30	●	●	●	●
DA 1021 0605	danumed® Enteraler Aufziehhalm für Medikamente, ENFit®	6 Fr/ 50 mm	30	●	●	●	●

Alle Produkte sind zum Einmalgebrauch und einzeln steril verpackt.

Zugehörige Produkte zu danumed® Enteralen Einwegspritzen:



danumed®
Verschlusskappe



danumed®
Aufziehhalm



danumed® Verlängerungs-Set
für Gastrostomie-Button



danuButton®
Gastrostomie-Button

danumed Medizintechnik GmbH – Individuelle Lösungen sind bei uns der Standard.

Wir sind ein innovatives, deutsches Medizintechnik-Unternehmen mit hohem Qualitätsanspruch, langjähriger Expertise in der enteralen Ernährung und ausgeprägter Kundenorientierung. Auch individuelle Kundenwünsche werden flexibel und zuverlässig erfüllt. Persönlich, kompetent, partnerschaftlich.

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Germany
Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81

info@danumed.com • www.danumed.com



INNOVATORS IN ENTERAL CARE