



danumed® Gravity FeedBag

Schwerkraft-Überleitsystem mit fest fixiertem Leerbeutel 1500 ml

Zur Gabe von enteraler Nahrung, Flüssigkeiten und Medikamenten

KOMFORT

- **Großes Füllvolumen** von 1500 ml
- Mit großem Einfüllstutzen für **komfortables Befüllen**
- Hohe Durchflussrate durch **großes Schlauchvolumen**
- **Dreiwegehahn** für komfortable Medikamentengabe
- Transparente **Tropfkammer**
- **Rollenklemme** zur Einstellung der Fließgeschwindigkeit
- **Beschriftbares Beutelmateriale** für eindeutige Patientenidentifikation
- **Skalierung** in 100 ml-Schritten

SICHERHEIT

- **Hochwertige Materialien** frei von Latex, DEHP und BPA
- **ENFit®-Konnektoren** gemäß DIN EN ISO 80369-3, zur Vermeidung von Fehlanschlüssen und Verbesserung der Patientensicherheit
- **Schützende Verschlusskappen** an den ENFit®-Konnektoren



REF	Produktbezeichnung	Stück/VE
DA 1051 0210	danumed®GravityFeedBag	30 Stück

Der danumed® Gravity FeedBag ist einzeln steril verpackt. 30 Stück im Versandkarton.

Die danumed® Gravity FeedBags sind
• Latex-frei • DEHP-frei • BPA-frei