



# danumed® Gravity Spike und Gravity Universal

## Schwerkraft-Überleitsysteme für die Applikation von Sondennahrung

Zwei Ausführungen für flexible Anschlussmöglichkeiten an Leerbeutel, vorgefüllte Nahrungsbeutel, Kronkorken- und Weithalsflaschen:

- danumed® Gravity Spike mit ENPlus-Anstechdorn
- danumed® Gravity Universal mit ENPlus-Anstechdorn und zusätzlichem Universaladapter

Die Anwendungsdauer der danumed® Gravity Überleitsysteme beträgt bis zu 24 Stunden.



### KOMFORT

- **Flexibilität** durch Anschlussmöglichkeit an verschiedene Nahrungsbehältnisse
- **Hohe Durchflussrate** durch großes Schlauchlumen
- **Dreiwegehahn** für einfache und komfortable Verabreichung von Medikamenten
- **Schlauchlänge 195 cm** für komfortable und flexible Handhabung
- Transparente **Tropfkammer**
- **Rollenklemme** zur Regulierung der Fließgeschwindigkeit

### SICHERHEIT

- **ENFit®-Konnektoren** gemäß DIN EN ISO 80369-3, vermeiden Fehlanlüsse mit anderen Systemen
- **Schützende Verschlusskappen** am ENPlus-Anstechdorn und an allen ENFit®-Konnektoren
- Alle danumed® Gravity Überleitsysteme sind **frei von Latex, DEHP und BPA**

## danumed® Gravity Spike

Mit **ENPlus-Anstechdorn** zum Anschluss an vorbefüllte Nahrungsbeutel und an die danumed® FeedBags.

REF	Produktbezeichnung	Stück/VE
DA 1051 0010	danumed® Gravity Spike	30 Stück

Das danumed® Gravity Spike ist einzeln steril verpackt. 30 Stück im Versandkarton.



Alle danumed® Gravity Überleitsysteme sind  
 • Latex-frei • DEHP-frei • BPA-frei

## danumed® Gravity Universal

Mit **ENPlus-Anstechdorn** zum Anschluss an danumed® FeedBags oder vorbefüllte Nahrungsbeutel und mit zusätzlichem **Universal-adapter** mit Belüftungsventil zum Anschluss an Kronkorken- und Weithalsflaschen.

REF	Produktbezeichnung	Stück/VE
DA 1051 0110	danumed® Gravity Universal	30 Stück

Das danumed® Gravity Universal ist einzeln steril verpackt. 30 Stück im Versandkarton.



Der danumed® Universaladapter mit Belüftungsventil ist auch separat erhältlich:

REF	Produktbezeichnung	Stück/VE
DA 1051 8003	danumed® Universaladapter	30 Stück

## Zugehörige Produkte zu den danumed® Gravity Spike / Universal Überleitsystemen:



danumed® FeedBag



danumed® Universaladapter



danumed® GastroTube



### danumed Medizintechnik GmbH – Individuelle Lösungen sind bei uns der Standard.

Wir sind ein innovatives, deutsches Medizintechnik-Unternehmen mit hohem Qualitätsanspruch, langjähriger Expertise in der enteralen Ernährung und ausgeprägter Kundenorientierung. Auch individuelle Kundenwünsche werden flexibel und zuverlässig erfüllt. Persönlich, kompetent, partnerschaftlich.

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Germany  
 Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81  
 info@danumed.com • [www.danumed.com](http://www.danumed.com)

